



CATETERES
KIT CATETER ARTERIAL MONO LÚMEN

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

AC2403 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 3cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2404 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 4cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2405 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 5cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2406 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 6cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2408 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 8cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2410 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 10cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2412 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 12cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2413 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 24Ga 13cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2203 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 3cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2204 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 4cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2205 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 5cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2206 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 6cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2208 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 8cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2210 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 10cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2212 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 12cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2213 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 22Ga 13cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2005 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 5cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2006 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 6cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2008 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 8cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2010 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 10cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2011 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 11cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2012 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 12cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2015 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 15cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2016 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 16cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2020 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 20cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC2023 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 20Ga 23cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1805 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 5cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1806 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 6cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1808 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 8cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1810 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 10cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1811 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 11cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1812 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 12cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1815 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 15cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1816 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 16cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1818 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 18cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1820 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 20cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1823 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 23cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1825 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 25cm; Agulha de Punção e Fio Guia
AC1850 Kit Cateter Arterial Mono Lúmen 18Ga 50cm; Agulha de Punção e Fio Guia

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

O cateter arterial é indicado principalmente para monitoramento clínico da pressão arterial, coleta de amostras de sangue e infusão de medicamentos ou soluções. O cateter arterial é adequado para estabelecer vias vasculares confiáveis de curto prazo, podendo permanecer inserido no corpo por um período máximo de 7 dias. É indicado para pacientes nos setores de anestesia, UTI, emergência e outras unidades hospitalares.

DESCRIÇÃO

O cateter arterial é um cateter inserido através da artéria radial, femoral, braquial, dorsal do pé ou artéria do couro cabeludo (em pacientes pediátricos). O kit é composto de cateter mono lúmen, clamp, fio guia e agulha introdutora. Não contém látex.



ESPECIFICAÇÃO:

Código	Cateter Arterial Mono Lumen	Agulha de punção com conector	Fio guia
AC2403	24Ga-3cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2404	24Ga-4cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm

AC2405	24Ga-5cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2406	24Ga-6cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2408	24Ga-8cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2410	24Ga-10cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2412	24Ga-12cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2413	24Ga-13cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2203	22Ga-3cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2204	22Ga-4cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2205	22Ga-5cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2206	22Ga-6cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2208	22Ga-8cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2210	22Ga-10cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2212	22Ga-12cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2213	22Ga-13cm	20Ga x 3.3cm	0.018”x 35 cm
AC2005	20Ga-5cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2006	20Ga-6cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2008	20Ga-8cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2010	20Ga-10cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2011	20Ga-11cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2012	20Ga-12cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2015	20Ga-15cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2016	20Ga-16cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2020	20Ga-20cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 35 cm
AC2023	20Ga-23cm	20Ga x 3.3cm	0.021”x 75 cm
AC1805	18Ga-5cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1806	18Ga-6cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1808	18Ga-8cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1810	18Ga-10cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1811	18Ga-11cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1812	18Ga-12cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1815	18Ga-15cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1816	18Ga-16cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1818	18Ga-18cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1820	18Ga-20cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 35 cm
AC1823	18Ga-23cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 75 cm
AC1825	18Ga-25cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 75 cm
AC1850	18Ga-50cm	18Ga x 6.5cm	0.025”x 75 cm

Composição	
Fio guia	Aço inoxidável
Bainha de proteção do fio guia	Poliuretano
Lúmen do cateter	Poliuretano
Asa de sutura	Poliuretano
Extensão do cateter	Poliuretano
Clamp	ABS
Conector Luer	Policarbonato
Tampa	Polipropileno
Agulha Introdutora	Polipropileno, Poliuretano e Aço inoxidável

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico, papel tyvek e filme poliéster. Embalado em caixa de papelão contendo 20 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE CÃO

O cateter arterial é inserido na artéria por punção percutânea com agulha de punção e guiado por um fio-guia.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Determine o local da punção, a direção e a profundidade da punção, e proceda com o procedimento.
- Realize a preparação e desinfecção rotineiras da pele, posicione os campos estéreis e administre anestesia local por infiltração.
- Conecte a seringa contendo 1 ml de solução salina fisiológica à agulha de punção e retire o ar.
- Introduza a agulha no vaso sanguíneo selecionado, aspire a seringa para confirmar o retorno sanguíneo adequado e, em seguida, retire a bainha de proteção do fio guia e insira o fio-guia. Nota: Apenas a cor do sangue aspirado não é suficiente para garantir que a agulha esteja na artéria.
- Introduza o fio-guia no vaso sanguíneo de forma lenta e delicada.

- Quando a extremidade do fio-guia entrar no vaso e for inserida até a profundidade necessária, retire a agulha de punção mantendo a posição do fio-guia.
- Avance o cateter ao longo do fio-guia até a posição desejada no vaso sanguíneo. Utilize raios X para determinar com precisão a posição do cateter, quando necessário.
- Retire lentamente o fio-guia, fixe o cateter e realize a sutura.

Cuidados Diários

- O curativo deve cobrir o local de inserção do cateter em toda a sua extensão. O curativo deve ser substituído oportunamente, conforme as normas estabelecidas, ou em caso de vazamento, vencimento do prazo de uso ou descolamento.
- Recomenda-se o uso de desinfetante à base de clorexidina ou iodóforo, pois o contato repetido e prolongado com álcool degrada o cateter.
- Lavagem e heparinização – O procedimento de lavagem deve seguir os padrões estabelecidos para frequência de lavagem e concentração de heparina.
- Verifique regularmente se há vazamentos no cateter para evitar perda sanguínea ou embolia gasosa.
- Caso ocorra vazamento, interrompa o uso e adote imediatamente as medidas terapêuticas adequadas.
- Após a medição da pressão, coleta de sangue ou infusão, e a cada 24 horas de uso contínuo do cateter arterial, o lúmen deve ser lavado e selado.
- Se houver um coágulo sanguíneo na extensão, o cateter deve ser removido prontamente. Não empurre o coágulo para dentro do sistema, a fim de evitar embolia arterial.
- Fixe o cateter adequadamente e posicione corretamente o tubo e o membro monitorado para evitar a compressão ou torção do cateter.
- A duração do cateterismo arterial está diretamente relacionada ao risco de trombose. Assim que a função circulatória do paciente estiver estável, o cateter deve ser removido o mais breve possível.

Remoção do Cateter

- Explique o procedimento ao paciente.
- Posicione o paciente de forma confortável (deitado ou sentado) e mantenha o membro superior onde o cateter está inserido em um ângulo de 45 a 90 graus em relação ao tronco.
- Coloque um torniquete sob o braço (na parte superior do membro) para conter um possível sangramento caso ocorra ruptura do cateter.
- Remova o curativo. Nota: Para evitar danos no cateter, não utilize tesoura para remover o curativo.
- Remova a sutura ou o dispositivo de fixação.
- Retire o cateter lentamente, em um ângulo paralelo à pele. Nota: Para evitar a ruptura do cateter, não force a remoção caso encontre resistência. Se houver resistência, aplique uma compressa quente no local por 20 a 30 minutos e, em seguida, tente retirar o cateter lentamente, mantendo o ângulo paralelo à pele. Se a resistência persistir, solicite um exame de raio-X e comunique o médico.
- Antes de descartar o cateter, meça e verifique o seu comprimento para garantir que ele foi removido por completo.
- Registre o procedimento de remoção do cateter no prontuário do paciente.

CONTRAINDICAÇÃO

Na ausência de contraindicação absoluta, mas caso o paciente apresente as seguintes condições, utilize o dispositivo com cautela, de acordo com o estado clínico do paciente:

- Hemorragia grave e distúrbios de coagulação.
- Presença de infecção, dermatite, celulite, queimaduras ou outras condições no local da punção ou nos tecidos adjacentes; presença de lesão arterial, embolia ou possibilidade de fístula arteriovenosa na extremidade proximal da artéria onde o cateter será inserido.
- O membro superior destinado à inserção do cateter apresenta contratura muscular ou foi submetido a radioterapia.
- A intervenção cirúrgica envolve a mesma região.
- Pacientes com teste de Allen positivo não devem ser submetidos à medição de pressão via punção da artéria radial.
- Paciente não colaborativo ou agitado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Leia atentamente as instruções antes de usar e utilize o produto de acordo com elas.

- Apenas profissionais médicos qualificados podem inserir, ajustar e remover estes produtos.
- O operador deve estar ciente das possíveis complicações decorrentes da intubação.
- Não utilize força excessiva ao inserir ou remover o cateter; caso ocorra resistência, realize uma fluoroscopia (raio-X) e busque consulta e avaliação adicionais.
- Após a inserção do cateter e sempre que a posição do mesmo for alterada, deve-se realizar imediatamente um exame de raio-X para garantir que a ponta do cateter esteja na posição correta.
- Substâncias como álcool e acetona podem danificar o material do cateter; portanto, ao utilizar soluções que contenham tais substâncias para limpeza e cuidados com a pele no local da punção, é necessário aguardar a secagem completa antes de aplicar o curativo.
- As indicações de uso em crianças são as mesmas que para adultos, porém o método de punção deve ser ajustado adequadamente de acordo com a idade e o porte físico da criança.
- Pressões de infusão superiores a 25 psi (172 kPa) podem danificar vasos sanguíneos e vísceras; portanto, não são recomendadas.
- Os cateteres arteriais e seus acessórios são produtos descartáveis e não devem ser reutilizados.
- Após o uso, descarte os resíduos de acordo com as normas do hospital ou do órgão de proteção ambiental.
- É proibido utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

STERILE EO

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.
PROIBIDO REPROCESSAR.



Temperatura: ≤ 40°C | Umidade: ≤ 80%
Durante o transporte, evite pressão excessiva, exposição direta à luz solar, chuva e umidade.
Armazene em local limpo, bem ventilado e livre de gases corrosivos.
Previna a ação de roedores e insetos, bem como danos à embalagem.
Não contém látex.

PRAZO DE VALIDADE

3 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene em local limpo, bem ventilado e livre de gases corrosivos.
Durante o transporte, evite pressão excessiva, exposição direta à luz solar, chuva e umidade.

Conservar em temperatura Temperatura: ≤ 40°C
Conservar em condições de umidade relativa ≤ 80%

FABRICANTE:

Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd
No 89, Taoyuan East Road, Nanhai, Foshan, 528225, Guangdong Province, P.R. China

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 – Piraporinha Diadema (SP) CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312219011

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 00/2026