

# MEDCORP®

SAÚDE E TECNOLOGIA

## ONCOLOGIA

E HEMATOLOGIA

 **medCOMP®**



MEDCORPNET.COM.BR

    medcorpnet

# CATETERES TOTALMENTE IMPLANTÁVEIS

## Pro-Fuse® CT e Dignity® CT | Kit Cateter

Cateteres totalmente implantáveis de alto poder de infusão, confeccionados em Chronoflex biocompatível e radiopaco, indicados para infusão de medicamentos intravenosos, nutrição parenteral, hemocomponentes e coleta de sangue.

▶ Letras CT para visualização em exames de imagem e identificação de cateter totalmente implantável de alto fluxo;

▶ Permite injeções de contraste para diagnóstico por imagem em até 5 ml/s e/ou pressão de 300 psi;

▶ Septo autosselante com bordas elevadas que facilitam a sua localização;  
▶ Disponível nos modelos baixo perfil e standard.



Pro-Fuse®  
Baixo perfil



Pro-Fuse®  
Standard



Pro-Fuse®  
Standard

### Pro-Fuse® CT

CÓDIGO	MODELO	RESERVATÓRIO	C x A x L	MEDIDAS	MATERIAL
MRCTT66041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,3 cm x 1,0 cm x 1,5 cm	6,6 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTT80041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,3 cm x 1,0 cm x 1,5 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTT80001	STANDARD	0,64 ml	3,2 cm x 1,5 cm x 2,3 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTT96001	STANDARD	0,64 ml	3,2 cm x 1,5 cm x 2,3 cm	9,6 Fr x 76 cm	SILICONE

▶ Pode ser implantado na região do hemitórax ou no braço.



Dignity®  
Standard



Mini  
Dignity®



Dignity®  
Baixo perfil

### Dignity® CT

CÓDIGO	MODELO	RESERVATÓRIO	C x A x L	MEDIDAS	MATERIAL
MRCTI50041M	BAIXO PERFIL MINI	0,32 ml	2,22 cm x 1,0 cm x 1,7 cm	5 Fr x 65 cm	CHRONOFLEX
MRCTI66041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,7 cm x 1,0 cm x 1,8 cm	6,6 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTI80041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,7 cm x 1,0 cm x 1,8 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTI80001	STANDARD	0,56 ml	2,9 cm x 1,1 cm x 2,0 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTI96001	STANDARD	0,56 ml	2,9 cm x 1,1 cm x 2,0 cm	9,6 Fr x 76 cm	SILICONE

# CATETER SEMI-IMPLANTÁVEL

## LT SILICONE CVC | Kit Cateter



Cateter semi-implantável de longa permanência para acesso venoso central, confeccionado em silicone radiopaco, com 90 cm de comprimento. É indicado para transplante de medula óssea e para infusão de nutrição parenteral, medicamentos, quimioterapias e hemoderivados.

### LT SILICONE CVC

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CALIBRE	MATERIAL
MR28010721	DUPLO LÚMEN	7 Fr x 90 cm	22/22 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28010921	DUPLO LÚMEN	9,5 Fr x 90 cm	17/17 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28011121	DUPLO LÚMEN	11 Fr x 90 cm	17/17 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28011421	DUPLO LÚMEN	14 Fr x 90 cm	17/16 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28011231	TRIPLLO LÚMEN	12,5 Fr x 90 cm	20/17/20 Ga	SILICONE RADIOPACO

## Micro-Stick® | Kit Introdutor de Micropunção

Agulha de 21 Ga que proporciona uma punção menos traumática, com mais precisão, indicação da posição do bisel e introdutor com ponta ergonômica. Possui fio-guia em nitinol de 0,018" x 45 cm, com ponta atraumática e radiopaca.

### Micro-Stick®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS
MR190421	KIT MICROPUNÇÃO	4 Fr
MR190521	KIT MICROPUNÇÃO	5 Fr



#### Introdutor percutâneo

Introdutor percutâneo com ponta ergonômica



#### Fio-guia metálico

Fio-guia em nitinol com ponta atraumática



#### Agulha de punção

Agulha de punção de 21 Ga

# ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA



 medCOMP

 icumedical  
human connections

 AVANOS

 TIDI PRODUCTS  
Care with Confidence

 DORA®

 Jafron

 aspensurgical

## Escritório

---

Rua Arminda, 93 – 3º andar  
CEP: 04545-100 – Vila Olímpia  
São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: +55 11 3849.8992  
E-mail: [site@medcorpnet.com.br](mailto:site@medcorpnet.com.br)

## Matriz/Centro de Distribuição

---

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5  
CEP: 09950-300 – Piraporinha  
Diadema, SP, Brasil  
Tel.: +55 11 4067.5011  
E-mail: [site@medcorpnet.com.br](mailto:site@medcorpnet.com.br)

**MEDCORPNET.COM.BR**

    medcorpnet

REV. 4

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**

**CNPJ: 67.630.541/0001-74**

Os direitos sobre o conteúdo deste material são de titularidade exclusiva da Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento total ou parcial deste documento por terceiros, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.