

## Kit de Cobertura Estéril para Transdutor de Ultrassom

Cobertura transparente estéril para transdutor de ultrassom e sua extensão.

### O kit contém:

- ▶ Cobertura estéril para transdutor de ultrassom e sua extensão;
- ▶ Elásticos para prender a cobertura, evitando o deslocamento e a contaminação no procedimento;
- ▶ Gel estéril que permite a transmissão com qualidade da imagem do ultrassom.

### Kit de Cobertura Estéril para Transdutor de Ultrassom

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	EXTREMIDADE
1460	DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	15,2 cm x 121,9 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D
1512	DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	12,7 cm x 30,5 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D
1096	PULL UP DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	12,7 cm x 121,9 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D
2097	PULL UP DOBRADO TELESCÓPICAMENTE	14 cm x 121,9 cm	SOFT – POLIURETANO	Com 3D



1460



1512



1096



2097