

## Kit de Cobertura Estéril para Transdutor de Ultrassom com Kit de Guia de Agulhas

Kit de cobertura estéril, com sistema *pull up*, que facilita o encapamento do transdutor.

### O kit contém:

- ▶ Cobertura estéril, com sistema *pull up*;
- ▶ Sachê com gel condutor para ultrassom;
- ▶ Guia de punção de agulha de 18 Ga/21 Ga, com profundidades de 1 cm, 1,5 cm e 2 cm;
- ▶ Elásticos para prender a capa, evitando o deslocamento.

### Kit Guia de Agulhas

CÓDIGO	MODELO	PROFUNDIDADES DAS GUIAS	MATERIAL DA CAPA	EXTREMIDADE
5414	KIT DE COBERTURA ESTÉRIL COM 3 GUIAS DE AGULHA - PULL UP 13 cm x 122 cm	1,0 cm, 1,5 cm e 2,0 cm	CLEAR – POLIETILENO	Sem 3D



5414