

Micro-Stick® | Kit Introdutor de Micropunção

Agulha de 21 Ga que proporciona uma punção menos traumática, com mais precisão, indicação da posição do bisel e introdutor com ponta ergonômica. Possui fio-guia em nitinol de 0,018" x 45 cm, com ponta atraumática e radiopaca.

Micro-Stick®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS
MR190421	KIT MICROPUNÇÃO	4 Fr
MR190521	KIT MICROPUNÇÃO	5 Fr



► Introdutor percutâneo

Introdutor percutâneo com ponta ergonômica



► Fio-guia metálico

Fio-guia em nitinol com ponta atraumática



► Agulha de punção

Agulha de punção de 21 Ga