

CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso Central de Inserção Periférica



MULTI-CATH

Cateter venoso central para infusão de medicamentos, nutrição parenteral, hemocomponentes e monitorização hemodinâmica de pacientes de alta complexidade.

- ▶ Confeccionado em poliuretano soft;
- ▶ Ponta atraumática;
- ▶ Disponível nos tamanhos pediátrico e adulto.

MULTI-CATH

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	CALIBRE
MC2LP-313S	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	4 Fr x 13 cm	POLIURETANO SOFT	20/19 Ga
MC2LP-5S	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	5 Fr x 13 cm	POLIURETANO SOFT	19/18 Ga
MC3LP-5S	TRIPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	5,5 Fr x 13 cm	POLIURETANO SOFT	19/18/19 Ga
MC2L-8S	DUPLO LÚMEN ADULTO	7 Fr x 20 cm	POLIURETANO SOFT	18/14 Ga
MC3L-8S	TRIPLO LÚMEN ADULTO	7 Fr x 20 cm	POLIURETANO SOFT	18/16/18 Ga

