

# CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso Central de Inserção Periférica



## PRO-LINE® CT | Kit Cateter

Cateter venoso central semi-implantável, de longa permanência e alto poder de infusão, confeccionado em poliuretano biocompatível. Sua parede fina e resistente proporciona a infusão rápida de medicamentos intravenosos, hemocomponentes, nutrição parenteral e quimioterápicos.

- ▶ Suporta infusão de até 5 ml/s e pressão de 300 psi;
- ▶ Cuff a 5 cm do hub;
- ▶ Possibilita a inserção por via periférica ou central.

### PRO-LINE® CT

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	CALIBRE	LIMITE MÁX. DE PRESSÃO
MR28035101	MONO LÚMEN	5 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	18 Ga	300 psi
MR28036101	MONO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	14 Ga	300 psi
MR28036201	DUPLO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	18/18 Ga	300 psi
MR28037201	DUPLO LÚMEN	7 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	14/14 Ga	300 psi

