

CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso Central de Inserção Periférica



PRO-PICC® CT | Kit Cateter

Cateter central de inserção periférica de alto poder de infusão, confeccionado em poliuretano termossensível. Sua parede fina e resistente proporciona a infusão rápida de medicamentos intravenosos, nutrição parenteral, quimioterápicos e hemoderivados, além da monitorização da pressão venosa central. Permite a injeção de contraste para exames de imagem.

- ▶ Suporta infusão de até 5 ml/s e pressão de 300 psi;
- ▶ Inserção por técnica de micropunção, com agulha de 21 Ga de ponta ecogênica e fio-guia centimetrado.

PRO-PICC® CT

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CALIBRE	MATERIAL	LIMITE MÁX. DE PRESSÃO
MR17033101	MONO LÚMEN	3 Fr x 55 cm	19 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17034101	MONO LÚMEN	4 Fr x 55 cm	18 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17035101	MONO LÚMEN	5 Fr x 60 cm	18 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17035201	DUPLO LÚMEN	5 Fr x 55 cm	18/18 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17036201	DUPLO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	17/19 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17036301	TRIPLO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	19/17/19 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi

