

# CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso Central de Inserção Periférica



## VASCU-PICC® | Kit Cateter

Cateter venoso central de inserção periférica para terapias de médio a longo prazo, confeccionado em poliuretano termossensível.

- ▶ *Inserção por técnica de Seldinger modificada;*
- ▶ *Pode ser utilizado para verificação da pressão venosa central.*

### VASCU-PICC®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	CALIBRE
MR17014201	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	4 Fr x 60 cm	POLIURETANO SOFT	19 Ga

