

CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso Central de Inserção Periférica



VASCU-PICC® Neonatal e Pediátrico | Kit Cateter

Cateter venoso central de inserção periférica, confeccionado em poliuretano termossensível, biocompatível e flexível, para terapias de médio a longo prazo.

- ▶ Parede fina e resistente a rompimentos;
- ▶ O kit contém mandril com camada hidrofílica para melhor progressão do cateter.



VASCU-PICC® Neonatal e Pediátrico

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CALIBRE	MATERIAL
MR17011101	MONO LÚMEN NEONATAL	1,9 Fr x 50 cm	23 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL
MR17012601	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	2,6 Fr x 50 cm	20 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL

