

HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA

Duo Flow® 400XL – Alto Fluxo | Kit Cateter

Cateter venoso central de duplo lúmen, curta permanência e alto fluxo para hemodiálise e aférese. Confeccionado em poliuretano radiopaco, biocompatível e resistente a dobras, com captação e devolução de sangue em 360°, reduz o colabamento na parede do vaso. Seu design, com a ponta soft (formato de lápis apontado), diminui o trauma no momento da inserção.

► Disponível nos modelos reto e pré-curvado.



Cateter de Duplo Lúmen e Alto Fluxo – Duo Flow® 400XL

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
DFXL146MTE	RETO	14 Fr x 15 cm	POLIURETANO
DFXL148MTE	RETO	14 Fr x 20 cm	POLIURETANO
DFXL149MTE	RETO	14 Fr x 24 cm	POLIURETANO
DFXL146IJSE	PRÉ-CURVADO	14 Fr x 15 cm	POLIURETANO
DFXL148IJSE	PRÉ-CURVADO	14 Fr x 20 cm	POLIURETANO

