

## HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA

### Duo Flow® | Kit Cateter

Cateter venoso central de duplo lúmen e curta permanência para hemodiálise e aférese, disponível nos tamanhos pediátrico e adulto. Confeccionado em poliuretano, silicone ou soft line, é radiopaco, biocompatível e termossensível.

► Disponível nos modelos reto, pré-curvado e de extensão curva.



Cateter de Duplo Lúmen – Duo Flow®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
T74M	RETO PEDIÁTRICO	7 Fr x 10 cm	SOFT LINE
SL12P	RETO PEDIÁTRICO	8 Fr x 12 cm	SILICONE
XTP94MT	RETO PEDIÁTRICO	9 Fr x 12 cm	POLIURETANO
XTP96MT	RETO PEDIÁTRICO	9 Fr x 15 cm	POLIURETANO
XTP116MT	RETO ADULTO	11 Fr x 15 cm	POLIURETANO
XTP118MT	RETO ADULTO	11 Fr x 20 cm	POLIURETANO
XTP126MT	RETO ADULTO	12 Fr x 15 cm	POLIURETANO
XTP128MT	RETO ADULTO	12 Fr x 20 cm	POLIURETANO
XTP116IJS	EXTENSÃO CURVA ADULTO	11 Fr x 15 cm	POLIURETANO
XTP118IJS	EXTENSÃO CURVA ADULTO	11 Fr x 20 cm	POLIURETANO
XTP126IJS	EXTENSÃO CURVA ADULTO	12 Fr x 15 cm	POLIURETANO
XTP128IJS	EXTENSÃO CURVA ADULTO	12 Fr x 20 cm	POLIURETANO
XTP116IJSE	PRÉ-CURVADO ADULTO	11,5 Fr x 15 cm	SOFT LINE
XTP118IJSE	PRÉ-CURVADO ADULTO	11,5 Fr x 20 cm	SOFT LINE