

HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA

Duo Split® – Alto Fluxo | Kit Cateter

Cateter venoso central de duplo lúmen, curta permanência e alto fluxo para hemodiálise e aférese. Sua ponta bifurcada oferece vias arterial e venosa independentes, o que permite alto fluxo e baixa recirculação. Confeccionado em poliuretano biocompatível, termossensível e resistente a dobras, com captação e devolução de sangue em 360°, reduz o risco de colabamento na parede do vaso.

Cateter de Duplo Lúmen e Alto Fluxo – Duo Split®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
DSP136SE	RETO	13 Fr x 15 cm	POLIURETANO
DSP138SE	RETO	13 Fr x 20 cm	POLIURETANO
DSP139SE	RETO	13 Fr x 24 cm	POLIURETANO
DSP136IJSE	PRÉ-CURVADO	13 Fr x 15 cm	POLIURETANO
DSP138IJSE	PRÉ-CURVADO	13 Fr x 20 cm	POLIURETANO

