

## HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA

### T3 CT – Alto Fluxo | Kit Cateter

Cateter venoso central de triplo lúmen, curta permanência e alto fluxo para hemodiálise e aférese. Sua ponta com corte em 90° promove fluxo sanguíneo superior a 400 ml/min e seu calibre de 15,5 Fr é apropriado para todas as modalidades de hemodiálise. Confeccionado em poliuretano soft – material radiopaco, biocompatível e termossensível. Possui uma terceira via acessória de menor calibre para infusão de soluções endovenosas com alto poder de infusão (5 ml/s e 300 psi), identificada pela cor roxa.

- ▶ *Ponta do cateter com corte em 90° que reduz o colapamento do cateter na parede do vaso, melhorando a qualidade do tratamento;*
- ▶ *O kit do cateter T3 CT contém um introdutor valvulado peelable para auxiliar na sua implantação.*

#### Cateter de Triplo Lúmen e Alto Fluxo – T3 CT

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
MC013501	RETO	15,5 Fr x 15 cm	POLIURETANO SOFT
MC013502	RETO	15,5 Fr x 20 cm	POLIURETANO SOFT
MC013503	RETO	15,5 Fr x 24 cm	POLIURETANO SOFT
MC013504	RETO	15,5 Fr x 28 cm	POLIURETANO SOFT
MC013505	RETO	15,5 Fr x 32 cm	POLIURETANO SOFT

