

## HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA

### Tri-Flow | Kit Cateter

Cateter venoso central de triplo lúmen e de curta permanência para hemodiálise e aférese, com via acessória para a infusão de medicamentos, nutrição parenteral e hemoderivados. Confeccionado em poliuretano soft – material radiopaco, biocompatível e termossensível.

#### Cateter de Triplo Lúmen – Tri-Flow

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
XTP3116MT	RETO	11,5 Fr x 15 cm	POLIURETANO SOFT
XTP3118MT	RETO	11,5 Fr x 20 cm	POLIURETANO SOFT

