

## HEMODIÁLISE CURTA PERMANÊNCIA

### Trio-CT™ – Alto Fluxo | Kit Cateter

Cateter venoso central de triplo lúmen, curta permanência e alto fluxo para hemodiálise e aférese. Confeccionado em poliuretano termossensível, resistente a kinks, radiopaco, com 13,5 Fr de calibre. Possui uma terceira via acessória de menor calibre para infusão de soluções endovenosas com alto poder de infusão (5 ml/s e 300 psi), identificada pela cor roxa.

- ▶ *Design de ponta semissimétrica e oval que promove menor recirculação;*
- ▶ *Apropriado para qualquer modalidade dialítica.*

#### Cateter de Triplo Lúmen e Alto Fluxo – Trio-CT™

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
AS01135151GL	RETO	13,5 Fr x 15 cm	POLIURETANO
AS01135201GL	RETO	13,5 Fr x 20 cm	POLIURETANO
AS01135241GL	RETO	13,5 Fr x 24 cm	POLIURETANO
AS01135301GL	RETO	13,5 Fr x 30 cm	POLIURETANO

