

HEMODIÁLISE LONGA PERMANÊNCIA


Ash Split Cath® III | Kit Cateter

Cateter venoso central de duplo lúmen e longa permanência para hemodiálise e aférese, com ponta bifurcada, confeccionado em Trinflex®, radiopaco, biocompatível, termossensível e resistente a dobras. Possui parede interna de baixo perfil que promove maiores fluxos e alta performance no tratamento.

- ▶ *Tamanho pediátrico (distância do cuff ao hub de 3 cm) e tamanho adulto (distância do cuff ao hub de 5 cm);*
- ▶ *Pontas independentes, com captação e devolução de sangue em 360°, que permitem fluxo de sangue superior a 400 ml/min, com menor incidência de obstrução e recirculação sanguínea;*
- ▶ *Kit específico para acesso translombar.*

Cateter de Duplo Lúmen – Ash Split Cath® III

| CÓDIGO | MODELO | MEDIDAS | MATERIAL |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------|
| ASPC15P-XL | RETO PEDIÁTRICO | 10 Fr x 15 cm | TRINFLEX® |
| ASPC18P-XL | RETO PEDIÁTRICO | 10 Fr x 18 cm | TRINFLEX® |
| ASPC24P-XL | RETO PEDIÁTRICO | 10 Fr x 24 cm | TRINFLEX® |
| ASPC24-3E | RETO ADULTO | 14 Fr x 24 cm | TRINFLEX® |
| ASPC28-3E | RETO ADULTO | 14 Fr x 28 cm | TRINFLEX® |
| ASPC32-3E | RETO ADULTO | 14 Fr x 32 cm | TRINFLEX® |
| ASPC36-3E | RETO ADULTO | 14 Fr x 36 cm | TRINFLEX® |
| ASPC28-3PCE | PRÉ-CURVADO ADULTO | 14 Fr x 28 cm | TRINFLEX® |
| ASPC32-3PCE | PRÉ-CURVADO ADULTO | 14 Fr x 32 cm | TRINFLEX® |
| ASPC36-3PCE | PRÉ-CURVADO ADULTO | 14 Fr x 36 cm | TRINFLEX® |
| ASPC40-3E | RETO FEMORAL ADULTO | 14 Fr x 40 cm | TRINFLEX® |
| ASPC55-3E | RETO FEMORAL ADULTO | 14 Fr x 55 cm | TRINFLEX® |
| ASPC55-3TLE | RETO TRANSLOMBAR ADULTO | 14 Fr x 55 cm | TRINFLEX® |



HEMODIÁLISE LONGA PERMANÊNCIA

Ash Split Cath® III | Kit Cateter

Tabela de medida do cateter

| Fr | PEDIÁTRICO | | | ADULTO | | | | | |
|----------------------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 12,15-15,5 | 12,15-15,5 | 12,15-15,5 | 12,15-15,5 | 12,15-15,5 | 12,15-15,5 |
| Comprimento A | 27 cm | 30 cm | 36 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 68 cm |
| Comprimento B | 15 cm | 18 cm | 24 cm | 24 cm | 28 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 55 cm |
| Comprimento C | 12 cm | 15 cm | 21 cm | 19 cm | 23 cm | 27 cm | 31 cm | 35 cm | 50 cm |

Fr (French): unidade de medida do diâmetro do cateter que equivale a 0,33 mm.

