

HEMODIÁLISE LONGA PERMANÊNCIA

Hemo-Cath® Silicone Pediátrico | Kit Cateter

Cateter venoso central pediátrico, de duplo lúmen e longa permanência para hemodiálise e aférese, confeccionado em silicone biocompatível.

► *Material radiopaco e resistente a dobras, com distância do cuff ao hub de 3 cm.*

Cateter de Duplo Lúmen – Hemo-Cath® Silicone Pediátrico

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
SL18P	RETO	8 Fr x 18 cm	SILICONE
SL24P	RETO	8 Fr x 24 cm	SILICONE

