

HEMODIÁLISE LONGA PERMANÊNCIA

Hemo-Flow® | Kit Cateter

Cateter venoso central de duplo lúmen e longa permanência para hemodiálise e aférese, confeccionado em Triniflex®, biocompatível, radiopaco e resistente a dobras, com parede interna de baixo perfil que promove maior fluxo de sangue. O introdutor valvulado, que faz parte do kit, reduz o risco de extravasamento de sangue durante o seu implante.

- ▶ Ponta com corte em 45°;
- ▶ Distância do cuff ao hub de 5 cm.

Cateter de Duplo Lúmen – Hemo-Flow®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL
PL24	RETO	12,5 Fr x 24 cm	TRINIFLEX®
PL28	RETO	12,5 Fr x 28 cm	TRINIFLEX®
PL32	RETO	12,5 Fr x 32 cm	TRINIFLEX®
PL36	RETO	12,5 Fr x 36 cm	TRINIFLEX®
PL40	RETO	12,5 Fr x 40 cm	TRINIFLEX®
HFS24E	RETO	14,5 Fr x 24 cm	TRINIFLEX®
HFS28E	RETO	14,5 Fr x 28 cm	TRINIFLEX®
HFS32E	RETO	14,5 Fr x 32 cm	TRINIFLEX®
HFS36E	RETO	14,5 Fr x 36 cm	TRINIFLEX®
HFS40E	RETO	14,5 Fr x 40 cm	TRINIFLEX®
HFS55	RETO	14,5 Fr x 55 cm	TRINIFLEX®
HFS28-PCE	PRÉ-CURVADO	14,5 Fr x 28 cm	TRINIFLEX®
HFS32-PCE	PRÉ-CURVADO	14,5 Fr x 32 cm	TRINIFLEX®
HFS36-PCE	PRÉ-CURVADO	14,5 Fr x 36 cm	TRINIFLEX®

