

## Isolador de Pressão e Protetor Transdutor

Isolador de pressão com filtro hidrofóbico para leitura de pressão arterial e venosa das linhas de sangue em procedimentos de hemodiálise, constituído de PVC rígido e esterilizado por óxido de etileno.

O filtro de papel de politetrafluoretileno (PTFE) permite a passagem do ar, impedindo a passagem de sangue. O tempo de reação é imediato se houver alteração na pressão sanguínea do paciente.



Isolador de Pressão Dora<sup>®</sup>

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL
BAIN-TP-001	ISOLADOR DE PRESSÃO	PVC RÍGIDO