

CATETER SEMI-IMPLANTÁVEL

LT SILICONE CVC | Kit Cateter

Cateter semi-implantável de longa permanência para acesso venoso central, confeccionado em silicone radiopaco, com 90 cm de comprimento. É indicado para transplante de medula óssea e para infusão de nutrição parenteral, medicamentos, quimioterapias e hemoderivados.

LT SILICONE CVC

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CALIBRE	MATERIAL
MR28010721	DUPLO LÚMEN	7 Fr x 90 cm	22/22 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28010921	DUPLO LÚMEN	9,5 Fr x 90 cm	17/17 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28011121	DUPLO LÚMEN	11 Fr x 90 cm	17/17 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28011421	DUPLO LÚMEN	14 Fr x 90 cm	17/16 Ga	SILICONE RADIOPACO
MR28011231	TRIPL0 LÚMEN	12,5 Fr x 90 cm	20/17/20 Ga	SILICONE RADIOPACO

