

CATETERES TOTALMENTE IMPLANTÁVEIS

Pro-Fuse® CT e Dignity® CT | Kit Cateter

Cateteres totalmente implantáveis de alto poder de infusão, confeccionados em Chronoflex biocompatível e radiopaco, indicados para infusão de medicamentos intravenosos, nutrição parenteral, hemocomponentes e coleta de sangue.

▶ Letras CT para visualização em exames de imagem e identificação de cateter totalmente implantável de alto fluxo;

▶ Permite injeções de contraste para diagnóstico por imagem em até 5 ml/s e/ou pressão de 300 psi;

▶ Septo autosselante com bordas elevadas que facilitam a sua localização;
▶ Disponível nos modelos baixo perfil e standard.



Pro-Fuse®
Baixo perfil



Pro-Fuse®
Standard



Pro-Fuse®
Standard

Pro-Fuse® CT

CÓDIGO	MODELO	RESERVATÓRIO	C x A x L	MEDIDAS	MATERIAL
MRCTT66041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,3 cm x 1,0 cm x 1,5 cm	6,6 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTT80041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,3 cm x 1,0 cm x 1,5 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTT80001	STANDARD	0,64 ml	3,2 cm x 1,5 cm x 2,3 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTT96001	STANDARD	0,64 ml	3,2 cm x 1,5 cm x 2,3 cm	9,6 Fr x 76 cm	SILICONE

▶ Pode ser implantado na região do hemitórax ou no braço.



Dignity®
Standard



Mini
Dignity®



Dignity®
Baixo perfil

Dignity® CT

CÓDIGO	MODELO	RESERVATÓRIO	C x A x L	MEDIDAS	MATERIAL
MRCTI50041M	BAIXO PERFIL MINI	0,32 ml	2,22 cm x 1,0 cm x 1,7 cm	5 Fr x 65 cm	CHRONOFLEX
MRCTI66041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,7 cm x 1,0 cm x 1,8 cm	6,6 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTI80041	BAIXO PERFIL	0,39 ml	2,7 cm x 1,0 cm x 1,8 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTI80001	STANDARD	0,56 ml	2,9 cm x 1,1 cm x 2,0 cm	8 Fr x 61 cm	CHRONOFLEX
MRCTI96001	STANDARD	0,56 ml	2,9 cm x 1,1 cm x 2,0 cm	9,6 Fr x 76 cm	SILICONE