

HOME PUMP*

Sistema de infusão ambulatorial

AVANOS

A BOMBA DE INFUSÃO QUE FAZ VOCÊ SE SENTIR EM CASA ONDE ESTIVER



Utilizada por milhões de pacientes por mais de duas décadas

HOME PUMP ECLIPSE*
HOME PUMP C-SERIES*

SISTEMAS DE INFUSÃO AMBULATORIAL HOME PUMP ECLIPSE* E HOME PUMP C-SERIES*

O sistema Homepump é usado para terapias intermitentes com antibióticos, bem como infusões contínuas de quimioterapia.

- Combina padrões de alta qualidade com os volumes e fluxos necessários para uma administração bem-sucedida de medicamento
- Permite que os pacientes recebam sua terapia no conforto de sua casa

SISTEMA ECLIPSE A bomba projetada para terapias com antibióticos. Fornece tempos de administração de 30 minutos a 5 horas.

SISTEMA C-SERIES A bomba portátil para infusão contínua com tempos de administração de 1 a 12 dias para quimioterapia e outros protocolos.



HÁ APENAS UMA HOME PUMP*.

FUNCIONAMENTO NO QUAL VOCÊ PODE CONFIAR

Benefícios para pacientes e profissionais de saúde

- Dados completos de compatibilidade e estabilidade de medicamentos
- O tamanho pequeno requer menos espaço para seu armazenamento tanto na farmácia quanto na casa do paciente
- A membrana elastomérica patenteada oferece desempenho e confiabilidade
- Taxa de fluxo predefinida: como não requer programação complexa ou contagem de gotas, simplifica seu uso tanto para a equipe médica quanto para os pacientes
- A capacidade de enchimento total ou parcial permite flexibilidade de dosagem
- Discreto, portátil e de fácil uso para o paciente
- Permite que os pacientes mantenham a mobilidade para manter seu estilo de vida em casa
- Não requer programação complexa, manutenção, cabos de alimentação, baterias ou porta-soro
- Custo-benefício sem sacrificar a escolha de volumes e taxas de infusão




DESEMPENHO DE QUALIDADE MUNDIAL

Em casa ou fora de casa, o sistema Homepump* preza pelo seu longo histórico de desempenho, confiabilidade, conforto e segurança. Saiba mais sobre a bomba de infusão que faz você se sentir em casa onde quer que esteja.


HOME PUMP ECLIPSE*

Ideal para a administração de antibióticos



HOME PUMP C-SERIES*

Ideal para quimioterapia y otros protocolos



HOME PUMP ECLIPSE*

Ideal para a administração de antibióticos

N.º de modelo	Tamanho/fluxo	Quantidade/caixa
E050500	50 ml vol, 50 ml/h	48
E100500	100 ml vol, 50 ml/h	48
E101000	100 ml vol, 100 ml/h	48
E102000	100 ml vol, 200 ml/h	48
E251750	250 ml vol, 175 ml/h	24
E252500	250 ml vol, 250 ml/h	24
E401000	400 ml vol, 100 ml/h	24
E402000	400 ml vol, 200 ml/h	24
E502500	500 ml vol, 250 ml/h	24

HOME PUMP C-SERIES*

Ideal para quimioterapia e outros protocolos

N.º de modelo	Tamanho/fluxo	Quantidade/caixa
C060020	60 ml, 2 ml/h	24
C100005	100 ml, 0.5 ml/h	24
C100020	100 ml, 2 ml/h	24
C125050	125 ml, 5 ml/h	24
C270010	270 ml, 1 ml/h	24
C270020	270 ml, 2 ml/h	24
C270050	270 ml, 5 ml/h	24
C270100	270 ml, 10 ml/h	24
C300060	300 ml, 6 ml/h	24

ACESSÓRIOS HOME PUMP*

N.º de modelo	Descrição	Quantidade/caixa
5001096	Bolsa de transporte, bombas de 50 ml a 200 ml	12
5001097	Bolsa de transporte, bombas de 250 ml a 500 ml	12
5001087	Clip E	100

1. Sharma O, Oswanski M, Jolly S, Lauder S, Dressel R, Stombaugh H, Perils of rib fractures. *Am Surg* April 2008; 74: 310-31.
2. Chely JE et al. Continuous peripheral nerve blocks in acute pain management. *British Journal of Anesthesia* 2010; 105 (S1): i86-i96.
3. de Jong MB et al. Surgical management of rib fractures: strategies and literature review. *Scandinavian Journal of Surgery* 2014;0:1-6.
4. Truitt M et al. Continuous Intercostal Nerve Blockade for Rib Fractures: Ready for Primetime? *The Journal of TRAUMA Injury, Infection and Critical Care*. December 2011; 71:6.
5. Karmaker M et al. Continuous thoracic paravertebral infusion of bupivacaine for pain management in patients with multiple fractured ribs. *Chest* 2003;123:424-431.
6. The Joint Commission Sentinel Event Alert. Safe use of opioids in hospitals. 8 de agosto de 2012; edición 49.

Existem riscos inerentes ao uso de qualquer dispositivo médico. Consulte a rotulagem do produto para conhecer as indicações, precauções, advertências e contra-indicações. O não cumprimento das instruções da etiqueta do produto pode afetar diretamente a segurança do paciente. O médico é responsável por prescrever e administrar medicamentos de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do medicamento. Consulte os boletins técnicos sobre a segurança do produto em www.avanos.com.

Para mais informações visite: [avanos.com](http://www.avanos.com) ou entre em contato com seu distribuidor local autorizado.

AVANOS

avanospainmanagement.com



*Marca registrada ou marca comercial da Avanos Medical, ou suas filiais.
© 2015 AVANOS. Todos os direitos reservados. © 2019 AVNS.
Todos os direitos reservados.